

DENTATUS PROFIN PDH

ATTEINDRE LES PLUS HAUTS NIVEAUX
DE LA FINITION DENTAIRE

Atteindre les hauts niveaux de la finition dentaire

Les avantages

- Ajustements interproximaux
- Ajustements marginaux
- Réduction des surplombs

Sur la base du système Profin/EVA établi, Dentatus est fière de présenter le nouveau Profin PDH, un instrument à main de haute qualité doté d'une large gamme d'embouts Lamineer en diamant interchangeables pour un travail de finition sûr et précis.

Profin PDH vous permet d'atteindre les hauts niveaux de la finition dentaire dans l'utilisation quotidienne, même dans les zones les plus difficiles d'accès.


Contre-incliné pour une utilisation postérieure

Doubles modalités : embout fixé ou auto-dirigé

Droit pour une utilisation antérieure



Dentatus Profin PDH pour différents domaines d'utilisation



Le système PDH Profin crée des formes et des embrasures optimales et contribue de ce fait à améliorer les résultats esthétiques et à augmenter la satisfaction des patients. Conception ergonomique et tactile et surface anodisée et résistante aux rayures, pour une grande durabilité.



Dentatus AB
www.dentatus.com
SE: +46 8 546 509 00
info@dentatus.se
US: +1 212 481 1010
dentatus@dentatus.com

